# 含有微孔的多孔固体材料的比表面测定

杨正红 (美国康塔仪器公司北京代表处) 高原 (北京理化分析测试中心)

提要: BET 方程是目前最流行的比表面计算模型,但是这个建立在介孔材料分析上的模型已经被不恰当地 应用到微孔材料的比表面表征中,导致计算结果比实际明显偏低。由于全自动比表面分析仪的广泛普及, 使用者往往把分析仪器当作测量仪器使用,这种现象导致了适用于介孔分析的 BET 方程的滥用和错误传 播。本文从原理上阐述了静态吸附过程,综述了近期国际上有关用 BET 方程计算微孔材料比表面的最新 观点和最新方法,提出了沸石分子筛微孔材料的比表面和孔径准确表征应该使用氩气,而不是氮气,介 绍了"等效 BET 表面积"的概念和正确选择 BET 压力计算范围的方法。更加准确的微孔材料比表面表征 应该采用非定域密度函数理论(NLDFT)。

固体多孔材料的比表面积是重要的物理参数。但是由于没有工具进行直接测量,人们就根据物理吸附的特点,以气体分子作为探针(其分子的截面积是已知的),创造一定条件,使气体分子覆盖于被测样品的整个表面(吸附),通过被吸附的分子数乘以分子截面积即作为样品的比表面积。比表面积的测量包括能够到达表面的全部气体,无论外部还是内部。物理吸附一般是弱的可逆吸附,因此固体必须被冷却到吸附质的沸点温度,并且确定一种方法从可能的单分子覆盖中计算表面积。比表面和孔径分析仪器就是创造相应条件,实现复杂计算的这样一种仪器。

Langmuir 的单分子层吸附理论第一次阐述了吸附的本质,但 1938 年发展的多层吸附理论(BET 方程)已经成为最流行的比表面计算方法,可是 BET 的最初假设和应用限制被人们逐渐忽略。随着仪器分析的自动化和微孔材料研究的流行,人们将分析仪器当作测量仪器使用,导致了被仪器误导的错误结果。近年来,人们开始重新探讨和研究这些问题,对 BET 方程的适用范围提出了新的见解。

## 气体吸附过程的静态描述

1. 样品的预处理:

在进行气体吸附实验之前,固体表面必须清除污染物, 如水和油。表面清洁(脱气)过程,大多数情况下是 将固体样品置于一玻璃样品管中,然后在真空下加热。 图(1)显示了预处理后的固体颗粒表面,其含有裂纹 和不同尺寸和形状的孔。 1) A section of one greatly enlarged particle of a solid

2. 样品的单分子层或多层吸附:

使清洁后的样品处于恒温状态。然后,使少量的气体(吸附质)逐步进入被抽真空的样品管。进入 样品管的吸附质分子很快便到达固体样品(即吸附剂)上每一个孔的表面,即被吸附。通过被吸附分子 与表面间的相互作用力的大小可以判定吸附过程本质上是物理吸附(作用力弱)还是化学吸附(作用力 强)。

物理吸附是最普通的一种吸附类型,被吸附 的分子可以相对自由地在样品表面移动。随着越 来越多的气体分子被导入体系,吸附质会在整个 吸附剂表面形成一个薄层。根据Langmuir 和 BET 理论,假设被吸附分子为单分子层,我们

 The monolayer of adsorbed molecules; approximately 30% saturation.



可以估算出覆盖整个吸附剂表面所需的分子数Nm(见图2)。被吸附分子数Nm 与吸附质分子的横截面积的乘积即为样品的表面积。

#### 3. 毛细管凝聚过程:

如果样品含有介孔,继续增加气体分子的通入 量会导致多层吸附。持续地多层吸附伴随着毛细管 凝聚过程(见图3)。毛细管凝聚是在孔道中的被吸 附气体随分压比增高而转化为液体的过程,描述这 一过程的经典方程是开尔文方程。该方程量化了平 衡气体压力与可以凝聚气体的毛细管尺寸的比例。

3) The multilayer/capillary condensation stage; approximately 70% saturation.

Total pore volume

100% saturation.

filling; approximately

利用Barrett, Joyner and Halenda (BJH) 法等计算方法可以根据平衡气体压力计算孔径。所以我们可以做出 被吸附气体的体积与相对压力之间的实验曲线(即等温线),再对其进行转换,就可以得到累积的或微 分孔径分布图。

4. 完全的孔填充:

随着吸附质平衡压力趋于饱和,孔就被吸附质 完全填充(见图4)。如果知道吸附质的密度,就可 以计算出其所占的体积,因而就可以相应地计算出 样品的总孔体积。如果此时我们将吸附过程逆向进

行,从体系中逐步减少气体量,还可以得到脱附等温线。由于吸附和脱附机理不同,吸附和脱附等温线很少能够重叠。等温线的迟滞现象与固体颗粒的孔形有关。

#### 孔径和吸附势能

1. 吸附等温线的含义:

在恒定低温下测量气体的吸附和脱附曲线,所使用的气体 是那些在固体表面形成物理吸附的气体,尤其是在77.4K时的 氮气、77.4K或87.3K时的氩气、或195K和273.15K时的二氧化 碳。由于气体分子尺寸各异,可以进入的孔也各不相同,因此 测量温度不同可以得出不同结果。

在微孔中孔壁间的相互作用势能是相互重叠的,因此微孔 内的物理吸附比在较大孔内或外表面的物理吸附要强<sup>[1]</sup>(见图 4)。在非常低的相对压力(<0.01)下微孔被顺序充填。微孔 样品的等温线初始段呈明显陡升,然后弯曲成平台。因为微孔 孔径接近气体分子直径,所以正确选择吸附质气体是十分必要 的。



图 4 在无限长狭缝微孔中表面与孔内 流体间相互作用的势能随微孔宽度变化 关系的放大示意图



图 5 含有微孔和介孔的吸附等温线各区段物理意义示意图

2. 微孔样品的吸附气体(探针)选择 ---- 87K 下的氩吸附:

77K 下的氮气是微孔和介孔分析的最常用标准吸附物质,但氮吸附法对微孔的定量评估存在很大偏 差,特别是在超微孔范围(孔宽<0.7nm)。因此,ISO15901已经建议用Ar和CO,替代N,作为分子探针。 尽管 N<sub>2</sub>, Ar 和 CO<sub>2</sub>动力学直径类似(分别为 0.36, 0.34 和 0.33<sup>[1]</sup>),但是这三种吸附物质的吸附行为是 完全不同的。对于许多微孔系统(特别是沸石分子筛),在沸点温度(87.3K)的氩气吸附取代氮吸附已 经被广泛认可。与氮分子不同,作为单原子分子 Ar 由于没有四极矩作用,不会与大多数表面功能团和暴 露的离子发生特异性相互作用。因此,以沸石分子筛为例,氩气可在较高的相对压力下(10<sup>-5</sup><P/Po<10<sup>-3</sup>) 填充 0.5-1nm 尺度的微孔 (氮气填充需要在 10<sup>-7</sup><P/P<sub>0</sub><10<sup>-5</sup> 范围)。 氩吸附的相对高温和相对高压条件使气 体在微孔中的扩散和平衡加速,在较短的时间内可获得高分辨率吸附等温线。Ar(在 87K)和 N<sub>2</sub>(在 77K) 微孔填充的范围不同,这在 MOF 材料中也能观察到,特别是在高离子化架构的 socMOF 中<sup>[16]</sup>。另外,基 于统计力学的先进理论方法----非定域密度函数理论(NLDFT)也推动了单原子氩吸附的应用<sup>[6]</sup>。

氯作为吸附物质使用不仅具有获得可靠的孔径分析结果的优点,也同样获得可靠的比表面分析结果。 这是因为,氮分子的四极矩导致了其与羟基表面基团发生特异性相互作用,引起了被吸附氮分子的取向 效应<sup>[2,3]</sup>。在极性表面上,被吸附氮分子的有效横截面积小于公认的 0.162nm<sup>2</sup>。当 N<sub>2</sub> 吸附在二氧化硅球 体时,在完全羟基化表面的氮分子横截面积只有 0.135 nm<sup>2[4]</sup>。因为 BET 方程是通过单分子层覆盖的分子 个数乘以分子的截面积得到的, 横截面积参数的不恒定造成了 BET 后续计算的极大误差; 而作为单原子 分子的 Ar 比双原子的氮分子明显惰性,因此氩吸附(在 87K)可以取代氮进行准确的比表面测量。由于 没有四极矩并且沸点较高,Ar的截面积(0.142 nm<sup>2</sup>,87.3K时)对不同吸附剂表面结构的差异不明显<sup>[5-7]</sup>。

### 有关 BET 方法应用的评论

表面积值是与分形分析有关的具有相对性质的数值。它与实验工作中的方法,条件和所使用的探针 分子有关<sup>[1, 6-10]</sup>。因此,比表面的"测量"实际上是根据样品性质进行分析的过程,有多种数学模型 可以计算比表面值,但 BET 方程是目前最流行的计算比表面的公式。BET 法应该采用多层吸附数据段 进行计算,而比表面分析仪器自动设置的经典范围 0.05-0.30(P/Po)只适用于介孔样品的 BET 计算, 不能用于微孔样品的计算。

1. 在微孔材料的比表面分析中应用 BET 方程 所要注意的重要问题[16]:

BET 表面积计算实际分两个步骤: 首先需要将 物理吸附等温线转化为 "BET 图"并从中推导出 BET 单层吸附量 Nm; 然后再计算比表面 S, 他需要知道 分子的截面积。单层最大吸附量 Nm 是由 BET 方程 1/[N(p<sub>0</sub>/p)-1)]=(1/NmC)+[(C-1)/NmC]P/P<sub>0</sub>计算出来的。

m) (86)

这里 N 是吸附量, C 是一个有关吸附 剂-吸附质相互作用程度的经验常数。

最初的 BET 工作是建立在氮吸 附Ⅱ类等温线上,各种无孔吸附剂可 以在 P/P<sub>0</sub>0.05-0.3 的范围内给出线性 BET 图,继而计算出比表面值。除了 化学和几何表面各向异性引起的问 题外, 孔隙度如微孔和介孔的存在) 会严重影响 BET 方程的适用性。

BET 方程可以应用在非孔和



图6. (a) 由氩吸附(87K)等温线的经典BET分析。其所得BET值为891.5 m<sup>2</sup>/g; C常 数为负值. (b) 寻找BET线型范围计算的过程<sup>[21]</sup>. BET 方程最大取值应为0.04. 这样 得到的 BET比表面值为 1148.3 m<sup>2</sup>/g. (c)

介孔材料的比表面分析,但严格意义上,不能用于微孔吸附剂<sup>[1,6,8-10]</sup>。一个最主要的问题是在微孔填充中 区分单层-多层吸附过程是困难的。他们通常在相对压力(p/p<sub>0</sub>)小于 0.1 时就完成了;另一个问题是与吸 附探针的体积和形状有关。如前所述,在微孔中氮气分子横截面积的变化使得计算表面积的有效基准尺 度发生了问题,所以从微孔材料吸附曲线上通过 BET 法获得的表面积值不能反映真实的内部表面积,但 可考虑称作"表观的"或"等效 BET 面积"<sup>[2,5]</sup>。

#### 2. BET 方程中的 C 常数:

最近用分子模拟研究尝试了 BET 在微孔 MOF 表面测定中的应用可能性<sup>[11,12]</sup>。BET 表面积(从拟合的吸附等温线上计算)能很好与直接从晶体结构以及文献报告的实验表面积相吻合,即使是不符合 BET 假设的超微孔(孔径<0.7nm)吸附,BET 的结果也能吻合<sup>[1,8,9]</sup>。问题在于对于微孔材料的 BET 表面计算 要选择正确的相对压力范围,C常数是一个简单的判断指标。BET 图的任何负截距(C<0)都表明取值超 出 BET 方程的有效应用范围。微孔材料在 BET 经典范围(p/p<sub>0</sub> 0.05-0.3)不能得到线性数据,而且C常 数是负值(无物理意义)。对于微孔材料 BET 图线性范围(单层吸附)的选择,应避免任何主观性。正确 的过程是<sup>[13]</sup>,C常数不仅必须是正值,而且n(p/p<sub>0</sub>)或n(1-p/p<sub>0</sub>)对p/p<sub>0</sub>作图应连续增长。例如图 6b 已 经明确指出 0.04 相对压力点以上的数据应该从 BET 方程应用中删除。其 BET 计算结果(1148.3m<sup>2</sup>/g)比 按经典范围(0.05-0.3)计算比表面值高出 13%。

## 多点 BET 方程压力点选取原则<sup>[14,15]</sup>

在比表面计算过程中,首先需要判断 BET 理论是否适合你的样品。仪器上预设的压力点测量和计算范围(0.05-0.35)只适合大多数介孔样品,而不适合含有微孔的样品。看 BET 结果的同时,要判断取点范围和 C 常数是否合理。

1、不要使用过低的压力点数据:

一些数据点向原点原点(0,0)弯曲,这些点不能用于计算比表面计算,因为这些过低的压力点还不足以形成单分子层。C值非常小时,会产生非常高的截距。在这种情况下,经常得到在"常规"取值下限 0.05 (P/P<sub>0</sub>)以上曲率非常明显 BET 图,这表明 BET 压力点上限被压缩了,应删除 0.3 (P/P<sub>0</sub>)以下明显弯曲的数据点。

2、不要使用过高的相对压力点:

不正确的取点导致线性回归的相关系数差和负截距(C常数为负值)。BET 取点上限可以通过单点 BET 最大值计算得到(图8),但不是所有样品都是这样。某些样品单点 BET 计算找不到最大点,而是随压力上升而增加,这意味着在 P/Po0.15 以下不会出现短的线性区域。如果这样,BET 方程就不适用于这类特殊样品。

3. 确认样品在较高压力时的 BET 行为特性:

a、如果 BET 曲线在"常规"线性范围内上翘,这表明样品的吸附量 比 BET 理论通过外推法计算的要低,BET 理论需要采用更低的压力点 数据(舍弃高吸附点,取更低的吸附点进行计算)。这在微孔固体样品 中是常见的。

> 图 8a.不要使用偏离直线区上翘的较高 P/P<sub>0</sub>数据点。 8b.最高的单点 BET 值是多点 BET 的取点上限。



**Relative Pressure PP** 图 7. 不要使用趋于原点的数据点。





Relative Pressure, P/Po

b、如果 BET 曲线下弯偏离外推线性延长线,则表明样品的吸附量比 BET 计算值需要更多的吸附量。 多层吸附由于某种原因被强化了,这种情况在狭窄介孔(2-4nm 孔宽)样品中存在(如 MCM-48 和 一些 MCM-41 二氧化硅),这是由于在常规 BET 计算范围内已经发生了毛细管凝聚,BET 计算值会 比实际结果偏高。

4. 用 NLDFT 法计算比表面:

更先进的方法是基于统计力学的非定域密度函数理论(NLDFT)<sup>[17]</sup>,它是在分子水平上描述吸附质的结构,这种方法是当今最完美的微孔/介孔分析方法,它具有获得微孔和介孔材料真实比表面的能力,并且可以在微-介孔全范围内区分微孔面积和外表面积<sup>[13]</sup>。

## 用 NOVAe 快速全自动比表面分析仪评估微孔材料的比表面

美国康塔仪器公司(Quantachrome Instruments)生产的 NOVAe 系列快速全自动比表面和孔径分析仪是微孔固体材 料比表面分析的有效工具。它可以不用氦气做载气,仪器真 空度高,压力传感器精度高,可以有效地测量微孔材料的比 表面积,并且氦吸附微孔分布分析低至 1nm。根据长期的实 践经验,建议比表面测定时,按如下范围取值计算:

- 介孔材料: 常规比表面 P/P<sub>0</sub> 0.05-0.3 之间 5 点
- 微孔材料: 比表面 P/P<sub>0</sub> 0.005-0.05 之间 8 点
- 微孔和介孔材料: 比表面 P/P0 0.01-0.2 之间 8 点



(用康塔公司 NOVA 4000e 测定)

常规的比表面分析仪由于一般采用低成本真空泵和压力传感器,在 P/P<sub>0</sub> 0.05 以下很难增设压力点。这样不仅微孔孔径分析

无从谈起,而且微孔样品的 BET 正确分析也存在较大困难。对于 NOVAe 系列不存在任何设定难题,压力点设置可从 P/P<sub>0</sub> 0.005 开始。

## 结论

综上所述,用 BET 法评估微孔材料的比表面存在着很大的局限性,因为 BET 方程是建立在较大孔 材料上的,严格地讲,不能用于微孔吸附剂。另外,在非常窄的筒形微孔情况下,衡量比表面的有 效尺度出现问题,用 BET 通过吸附物质覆盖分析表面积肯定明显小于总的几何表面积。

由于人们越来越忽略化学和表面几何的各向异性问题,BET 方程非常流行。因此,孔隙度类型(微孔,中孔或大孔)在 BET 方程应用中扮演了越来越重要的角色。所以,由微孔固体材料吸附等 温线上 BET 法得到的表面积不能反映真实的内部表面积,但可以考虑作为一种"表征"或"等效 BET 表面积"。

由于微孔填充的单层-多层吸附通常程完成于 P/Po<0.1,我们必须根据实际得到的吸附等温线分析调整 BET 计算的取点范围。在所有情况下,必须保证 BET 图形的线性(回归系数>0.9999)。

微孔样品多点 BET 计算的线性范围确定:

- 1、C常数必须是正值(任何负值都超出了BET方程的应用范围之外);
- 2、保证 BET 图线性回归系数优于 0.9999.
- 3、删除单点 BET 峰值后的压力点(图 8)或进入 Rouquerol 建议的流程<sup>[13]</sup>(图 6)。

# 参考文献

[1] K.S.W. Sing, R.T. Williams, Part. Part. Syst. Charact. 2004,21 : 71

[2] F. Rouquerol, J. Rouquerol, C. Peres, Y. Grillet, M. Boudellal, Characterization of porous solids, in: S.J.

Gregg, K.S.W. Sing, H.F. Stoeckli (Eds.), The Society of Chemical Industry, Luton, UK, 1979: p. 107.

[3] A. Galarneau, D. Desplantier, R. Dutartre, F. Di Renzo, Micropor. Mesopor. Mater. 1999, 27 : 297.

[4] L. Jelinek, E.S. Kovats, Langmuir 1994, 10: 4225.

[5] A.V. Neimark, K.S.W. Sing, M. Thommes, in: G. Ertl, H. Knoetzinger, F. Schueth, J. Weitkamp (Eds.),

Handbook of Heterogeneous Catalysis, second ed., vol. 721, Wiley-VCH Verlag GmbH and Co, KgaA, Weinheim, 2008: pp. 721–738.

[6] S. Lowell, J. Shields, M.A. Thomas, M. Thommes, Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, Springer, The Netherlands, 2004.

[7] M. Thommes, Introduction to zeolite science and practice, in: J. Cejka, H. van Bekkum, A. Corma, F. Schüth

(Eds.), Stud. Surf. Sci. Catal., third revised ed., vol.168, Elsevier, 2007: pp. 495–525 (Chapter 15).

[8] S.J. Gregg, K.S.W. Sing, Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, London, 1982.

[9] K.S.W. Sing, D.H. Everett, R.A.W. Haul, L. Mouscou, R.A. Pierotti, J. Rouquerol, T. Siemieniewska, Pure Appl. Chem. 1985, 57: 603.

[10] F. Rouquerol, J. Rouquerol, K. Sing, Adsorption by Powders and Porous Solids, Academic Press, London, 1999.

[11] K.S. Walton, R. Snurr, J. Am. Chem. Soc. 2007,129: 8552.

[12] T. Duren, F. Millange, G. Ferey, K.S. Walton, R. Snurr, J. Phys. Chem. C 2007,111:15350.

[13] J. Rouquerol, P. Llewellyn, F. Rouquerol, Stud. Surf. Sci. Catal. 2007,160 : 49.

[14] Quantachrome Instruments. The Porous Materials Newsletter May, 2008

[15] Quantachrome Instruments. The Porous Materials Newsletter August, 2008

[16] J. Moellmer, E.B. Celer, R. Luebke, A.J. Cairns, R. Staudt, Microporous and Mesoporous Materials Volume 129, Issue 3, 15 April 2010, pp. 345-353

[17] 杨正红, M. Thommes, 中国粉体技术. 2005, 11:z1